

NADIA




NADIA

MOVIMENTI



LA POLTRONA È DOTATA DI JOYSTICK
PER AZIONARE E CONTROLLARE IL MOVIMENTO

MISURE



MOTORIZZAZIONI



LIFT-RELAX 4 Motori

La meccanica 4 motori è una meccanica progettata normalmente rinforzata, per supportare un peso di 180 Kg di serie.

MATERIALI

STRUTTURA	Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.
IMBOTTITURA	Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron.
RIVESTIMENTO	Ecopelle e tessuto.
PIEDI	Ruote.

PEDIERA
ESTRAIBILE



DOTAZIONE DI SERIE

BRACCIOLI
e ORECCHIE
ESTRAIBILI

Grazie ai braccioli estraibili e riposizionabili, è possibile utilizzare la poltrona sotto un normale tavolo da pranzo o in alternativa inserire all'occorrenza l'accessorio tavolino.

FIANCHI
ESTRAIBILI

Rende la poltrona più versatile e di minore ingombro.



DOPPIA BATTERIA

Permette l'utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla presa di corrente.



CARDIO RELAX

Meccanica che permette il sollevamento di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Posizione ideale per il rilassamento del sistema cardiocircolatorio.

PEDIERA
ESTRAIBILE

La pediera estraibile manualmente per accogliere i piedi durante la marcia.

MECCANICA
RINFORZATA

Studiata per supportare persone con corporatura e pesi extra, questa poltrona è dotata di una meccanica rinforzata capace di sollevare fino a 160 Kg.

OPTIONAL



DOPPIA TAVOLETTA

Versione meccanica caratterizzata dalla doppia pediera che, in posizione estesa permette un appoggio delle caviglie anche alle persone con stature al di sopra della media.

DISPOSITIVO
MEDICO

Poltrone DISPOSITIVO MEDICO con detrazione fiscale del 19% Reg. UE 2017/745

TELECOMANDO
WI-FI

L'uso del telecomando senza fili elimina ingombri e spiacevoli impedimenti permettendo di comandare la poltrona anche a distanza.

SEDUTA
IN MEMORY

Falda in MEMORY FOAM per una seduta confortevole e automodellante.



TAVOLINO

Con la versione "BRACCIOLO ESTRAIBILE" è possibile utilizzare la poltrona sotto un normale tavolo da pranzo o in alternativa inserire all'occorrenza l'accessorio tavolino.

