

MILENA

MILENA



KATE  
RELAX

## MOTORIZZAZIONI



LIFT-RELAX 1 Motore   LIFT-RELAX 2 Motori

### RELAX/Lift indipendente 2 motori

E' un meccanismo a due motori capace di generare il movimento autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni di relax. Il meccanismo prevede un dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta. In fase di alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.

### RELAX/Lift 1 motore

E' un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette di sollevare la pediera prima dell'abbassamento dello schienale. Il meccanismo prevede un dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.



### POSIZIONE LIFT ALZAPERSONA



Si ottiene grazie alla meccanica con funzione LIFT. E' fondamentale per tutte quelle situazioni in cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla posizione seduta.



### POSIZIONE TV




Lo schienale resta in posizione perpendicolare alla seduta e la pediera si apre per garantire comodità alle gambe. Questa posizione è prevista anche con meccanismo ad 1 motore, grazie alla funzione anticipo pediera.

### POSIZIONE TOTAL RELAX



Permette un relax totale raggiungendo la funzione letto con la completa apertura di schienale, seduta e poggiapiedi.

MISUREMATERIALI

STRUTTURA	Legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo.
IMBOTTITURA	Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda di dacron, imbottitura schienale in fibra di poliestere.
RIVESTIMENTO	Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.
PIEDI	PVC.

OPTIONAL

## KIT VIBRO

(doppio Telecomando)

Attraverso l'azione di una piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio su tutto il corpo, stimolando la decongestione della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.



## FODERE

Le fodere di protezione sono state ideate per garantire la salvaguardia dall'usura e dallo sporco delle zone maggiormente soggette della poltrona.



## DOPPIA PEDIERA

Le poltrone sono fornite DI SERIE con meccanica doppia pediera, che estende la lunghezza della pediera e aumenta il comfort di gambe e caviglie.





KATE  
RELAX